

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen före användning.

Sammansättning

Renat vatten, propylenglykol, glycerol, hydroxietylcellulosa, bensoesyra, natrium-hyaluronat

Indikationer

Gel för att öka glidförmågan vid samlag och samtidigt vårda det övre hudskiktet. Hyaluronsyra främjar läkningen av sår och mindre sprickor. Vid vaginal torrhet. Även lämplig tillsammans med kondomer, vid införande av tamponger, termometrar och som hjälpmedel för sexuell stimulering.

Kontraindikationer


Känd överkänslighet mot produkten. Vid vaginalinfektion, fråga läkaren innan du använder produkten.

Användning

Applicera den mängd som krävs direkt på huden eller med ett finger på önskat ställe.

Denna produkt kan användas med kondomer av naturgummilätex, polyuretan och polyisopren. Den är **inte** ett preventivmedel. Lämplig för vaginal användning.


Om förpackningen är skadad på sådant sätt att det kan ha påverkat tuben, ska du inte använda produkten. Medicinteknisk produkt som ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 Används inom tre månader från öppnandet.


Biverkningar

Fram till idag finns inga rapporter om biverkningar.

Förvaring

 5°C - 25°C
Förvaras vid högst 25 °C.

Tillverkare och distributör

 KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
service@medintim.de

 Medicinteknisk produkt

Bruksanvisning

Les bruksanvisningen før bruk.

Sammensetning

Renset vann, propylenglykol, glyserol, hydroksyetylcellulose, benzosyre, natrium-hyaluronat

Indikasjonjer

Gel for forbedring av glidningen under samleie og samtidig pleie av de øvre hudlagene. Hyaluron støtter legingen av sårsteder og mindre riss. Ved vaginal tørrhet. Egner seg også til bruk på kondomer, til innføring av tamponger, termometere og hjelpemidler til seksuell stimulasjon.

Kontraindikasjonjer


Kjent overfølsomhet overfor produktet. I tilfelle en vaginal infeksjon rådfør lege før du bruker produktet.

Anvendelse

Den individuelt nødvendige mengden påføres direkte på huden eller ved bruk av en finger på ønsket sted.

Dette produktet er kompatibelt med kondomer i naturkautsjuklateks, polyuretan og polyisopren. Det har **ingen** prevensjonsvirkning. Egnert til vaginal bruk.

Hvis pakningen oppviser skader som reduserer integriteten til tuben, ikke bruk produktet. Legemiddel, oppbevares utilgjengelig for barn.

 Skal brukes innen tre måneder etter at pakningen er åpnet.


Bivirkninger

Hittil foreligger ingen rapporter om bivirkninger.

Oppbevaring

 5°C - 25°C
Skal ikke lagres over 25 °C.

Produksjon og distribusjon

 KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
service@medintim.de

 medisinsk produkt

Návod k použití

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Složení

Čistěná voda, polypropylenglykol, glycerin, hydroxyetylcelulóza, kyselina benzoová, hyaluronát sodný

Indikace

Gel ke zlepšení kluzkosti při pohlavním styku a zároveň k péči o horní vrstvy kůže. Hyaluron podporuje hojení ran a drobných trhlinek. Při vaginální suchosti. Je vhodný i na kondomy, k zavádění tamponů, teplo-měru a pomocných prostředků k sexuální stimulaci.

Kontraindikace


Známa přecitlivělost na výrobek. V případě vaginální infekce se před použitím výrobku poradte s lékařem.

Použití

Individuálně potřebné množství naneste přímo na kůži nebo prsty na požadované místo.

Tento výrobek lze používat s kondomy z latexu z přírodního kaučuku, polyuretanu a polyisoprenu. **Nemá** antikoncepční účinky. Vhodný k vaginálnímu použití.


Pokud je obal poškozený tak, že je narušena celistvost tuby, výrobek nepoužívejte. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 Po otevření spotřebujte do tří měsíců.


Nežádoucí účinky


Dosud nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Skladování

 5°C - 25°C
Skladujte při teplotě do 25 °C.

Výrobce a dodavatel

 KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
service@medintim.de

 zdravotnický prostředek

Instrukcja użycia

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję użycia.

Skład

Woda oczyszczona, glikol propylenowy, glikol, hydroksyetylceluloza, kwas benzoowy, hialuronian sodu

Wskazania

Żel do poprawy poślizgu podczas stosunku płciowego i do równoczesnej pielęgnacji powierzchniowych warstw skóry. Kwas hialuronowy wspomaga gojenie obolałych miejsc i drobnych pęknięć skóry przy suchości pochwy. Żel nadaje się także do nawilżania prezerwatyw oraz do wprowadzenia tamponów, termometrow i środków pomocniczych do stymulacji seksualnej.

Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na produkt. W przypadku infekcji pochwy przed użyciem należy zasięgnąć porady lekarza.


Zastosowanie

Indywidualnie wymaganą ilość żelu nałożyć bezpośrednio na skórę i rozprowadzić palcami w pożądanym miejscu.

Produkt można stosować w połączeniu z prezerwatywami z lateksu z naturalnego kauczuku, poliuretanu i poliizoprenu.

Nie ma działania antykoncepcyjnego. Zastosowanie dopochowe.


Przy uszkodzeniu opakowania, wskazującym na uszkodzenie tubki, wycofać produkt z użyciu. To produkt medyczny, należy go więc przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu trzech miesięcy.


Działania uboczne


Dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań ubocznych.

Przechowywanie

 5°C - 25°C
Nie składować w temperaturze powyżej 25 °C.

Producent i dystrybutor

 KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
service@medintim.de

 wyrób medyczny

Kullanım talimatı

Uygulama öncesinde kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Bileşimi

Saf su, propilen glikol, gliserol, hidroksietyl selüloz, benzoik asit, sodyum hiyalüronat

Endikasyonlar

Cinsel ilişki sırasında kayganlığı artırır ve aynı zamanda cildin üst katmanlarını nemlendirir.

KESSEL medintim GmbH, Mörfelden-Walldorf, Germany, service@medintim.de

KESSEL medintim GmbH, Kelsterbacher Str. 28, 64546 Mörfelden-Walldorf, Germany, service@medintim.de